

医疗穿刺器市场份额

生成日期：2025-10-23

单孔腹腔镜手术与传统腹腔镜手术比较，具有更突出的微创性、安全性、美观性、确实达到手术出血少，术后减少疼痛的优势。

术后伤口小，大幅加快患者的回复时间。

单孔腹腔镜手术的肚脐切口约有2-4厘米，因脐部皮肤褶皱可以遮盖伤口，进而达到近乎无伤痕的手术美观效果

联合微创一次性多通道单孔腹腔镜穿刺器，创口小，多器械灵活操作

联合微创一次性多通道单孔腹腔镜穿刺器多通道单孔设计，可经人体自然腔道微创介入，减少手术创口和疼痛

同时根据外科医生不同操作习惯，还能提供不同类型的一次性多通道单孔腹腔镜穿刺器□unimicro穿刺器获得德国发明专利. 医疗穿刺器市场份额

穿刺器主要特点：

穿刺器安全性更有保障 双级密封确保的动态和静态气密性 初级、次级密封圈和套管可快速完全分离 金属、塑胶等多种刀头确保穿刺安全性 操作顺畅度更好 密封圈采用软性硅胶，器械通过柔韧性好阻力小 穿刺器腹壁固定性强，创新的双向倒环纹设计 操作功能更强大 联合微创穿刺器全分离结构，双层密封圈与套管完全分离，方便术中从手术区域取物及送物到手术区域;钩状器械在通过密封圈时如出现勾住情况容易处理;必要时，穿刺器密封圈与套管完全分离可实现快速放气;适用科室的需求。

医疗穿刺器市场份额全分离式穿刺器是哪家的？

穿刺器主要特点

穿刺器安全性更有保障 双级密封确保的动态和静态气密性 初级、次级密封圈和套管可快速完全分离 金属、塑胶等多种刀头确保穿刺安全性 操作顺畅度更好 密封圈采用软性硅胶，器械通过柔韧性好阻力小 穿刺器腹壁固定性强，创新的双向倒环纹设计 操作功能更强大 联合微创穿刺器全分离结构，双层密封圈与套管完全分离，方便术中从手术区域取物及送物到手术区域;钩状器械在通过密封圈时如出现勾住情况容易处理;必要时，穿刺器密封圈与套管完全分离可实现快速放气;适用科室的需求

联合微创unimicro一次性全分离式穿刺器（减重/子宫切除术适用）

一、联合微创全分离式穿刺器适用科室：

普外科、泌尿科、妇科、胃肠科、肝胆科等。

二、一次性全分离式穿刺器规格：

15mmx100mm□15mmx150mm

三、产品优势：

套管直径采用**15mm**特殊设计，为减重手术及腹腔镜子宫切除术带来更大便利

全分离式结构，为临床提供更多操作可能

双层密封圈和转换鞘组合，可通过不同大小手术器械

联合微创unimicro一次性全分离式穿刺器

粤食药监械生产许20162766号

联合微创医疗器械（深圳）有限公司这么多穿刺器品牌里，联合微创的密封性顺畅度较好！

联合微创密切关注中国泌尿外科临床发展，积极参加泌尿专题会议，会议上**就泌尿外科腹腔镜手术等诸多方面的诊疗热点问题理论及二十多台手术转播，理论结合临床实践进行深入的研究与交流，对提高并进一步规范北京当前泌尿外科的专业水准有着十分重要的意义。

有幸作为受邀参会厂家之一，联合微创祝贺大会圆满成功，祝参会人员收获满满。联合微创携三大腹腔镜手术器械全程参会，全分离式穿刺器助力临床**使手术更顺利，手术转播过万人观摩，为联合微创穿刺器点赞。通过FDA注册的国产穿刺器有哪些品牌？医疗穿刺器市场份额

什么规格的穿刺器适用于儿童手术？医疗穿刺器市场份额

全分离式穿刺器 **Full-Detachable Type** 国内全分离式结构设计，为临床提供更有价值的操作可能；紧急情况可快速解除气腹，为外科医生提供更多操作可能 硅胶双层密封圈 良好的生物相容性；动静态结合成就卓月气密性，密封圈柔韧性好阻力小，器械进出顺畅度高 人性化设计 握持处采用圆弧流线形，符合人体工学设计 Luer接口可180° 旋转，操作更便捷 倒三角环纹设计 避免器械进出时套管滑动，腹壁固定性好 规格型号 套管直径5-15mm 套管长度60-150mm 结合不同的刀头设计，提供65种单支和189种套装规格型号 适用科室 泌尿外科、妇科、肝胆外科、胃肠外科、普外科。医疗穿刺器市场份额

联合微创医疗器械（深圳）有限公司位于深圳市光明区马田街道合水口社区下朗工业区第三十八栋101-201，交通便利，环境优美，是一家招商型企业。联合微创是一家一人有限责任公司企业，一直“以人为本，服务于社会”的经营理念；“诚守信誉，持续发展”的质量方针。公司业务涵盖一次性内窥镜穿刺器，一次性使用取物袋，一次性冲洗吸引器，气腹针，价格合理，品质有保证，深受广大客户的欢迎。联合微创自成立以来，一直坚持走正规化、专业化路线，得到了广大客户及社会各界的普遍认可与大力支持。